

## Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na mykologické vyšetrenie

Pracovisko klinickej mikrobiológie CLK FNŠP FDR Banská Bystrica

Typ vyšetrenia	Druh materiálu	Odporúčaná odberová súprava	Teplota pri transporte	Maximálna doba transportu
<b>Vyšetrenie na dôkaz kvasiniek a vláknitých húb</b>	<b>vid': Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na bakteriologické vyšetrenie</b> Na žiadanke je potrebné vyznačiť požiadavku na mykologické vyšetrenie			
<b>Vyšetrenie na dôkaz dermatofytov</b>	<b>kožné šupiny:</b> zoškrabnúť z z okrajov ložiska po predchádzajúcom očistení ložiska alkoholom	sterilná odberová nádoba s plastovým alebo gumovým uzáverom	15 - 25 °C	materiál v suchom stave bez obmedzenia
	<b>vlasy, chlpy:</b> odobrať epiláčnou pinzetou			vlhký materiál do 24 hod.
	<b>nehty:</b> zoškrabnúť keratínovú hmotu z dostupnej časti nechtovej platničky po predchádzajúcom očistení ložiska alkoholom			
<b>Vyšetrenie na dôkaz lipofilných kvasiniek (<i>Malassezia spp</i>)</b>	<b>kožné šupiny:</b> zoškrabnúť z ložiska bez predchádzajúceho očistenia alkoholom	sterilná odberová nádoba s plastovým alebo gumovým uzáverom	15 - 25 °C	do 4-6 hod.
			2-8 °C	do 24 hod